

Dati essenziali



MASTERPULS® MP50 »ultra«

Modulo base d'avanguardia

Dati generali

- Dimensioni senza touchscreen (L x A x P): 426 x 144 x 340 mm
- Peso: 9,5 kg
- Compressore, integrato
- Touchscreen da 10" (opzionale)

Onde di pressione radiali

- Pressione: max. 4 bar_{eff}, frequenza: 1 – 17 Hz (in base alla pressione)
- Manipolo V-ACTOR® »HF« (opzionale): 1 – 21 Hz

MASTERPULS® MP100 »ultra«

Modulo compatto ad alta energia

Dati generali

- Dimensioni senza touchscreen (L x A x P): 426 x 144 x 340 mm
- Peso: 10,5 kg
- Compressore, integrato
- Touchscreen da 10" (opzionale)

Onde di pressione radiali

- Pressione: max. 5 bar_{eff}, frequenza: 1 – 21 Hz (in base alla pressione)
- Funzione »Skin Touch«
- Manipolo V-ACTOR® »HF« (opzionale): 1 – 50 Hz

MASTERPULS® MP200 »ultra«

Modulo »Deluxe« Triple Technology

Dati generali

- Dimensioni senza touchscreen (L x A x P): 466 x 187 x 454 mm
- Peso: 23 kg
- Compressore, integrato
- Touchscreen da 10" (opzionale)

Onde di pressione radiali

- Pressione: max. 5 bar_{eff}, frequenza: 1 – 21 Hz
- Funzione »Skin Touch«
- Tecnologia VACU-ACTOR®
- Manipolo V-ACTOR® »HF« (opzionale): 1 – 50 Hz